

CRISTAL VISION

Importation
d'Instrumentation,
Equiibement Médico-
chirurgical et Consommable

Contactez-nous



0770 05 88 45

0770 05 88 52

www.cristalvision.com





A PROPOS DE CRISTAL VISION

CRISTAL VISION est une entreprise créée par Monsieur Khalil LAKRI .

Elle est spécialisée dans l'importation, la distribution des consommables et des équipements Médico-chirurgicaux Ophtalmique.

Présent sur tout le territoire Algérien, elle propose une solution globale afin de fournir les cliniques et cabinets de consultations de consommables et Equipements de diagnostic, exploration et de chirurgie ophtalmique.

Ayant pour partenaires des fournisseurs de renommée mondiale, CRISTAL VISION s'engage à offrir les Equipements les plus adaptés à ses clients mais aussi un accompagnement réel afin de répondre aux besoins particuliers de chacun.



LES IMPLANTS PLIABLES




ACRYFOLD IOL

- ICP
- Pliable
- Monofocale
- Hydrophile
- A const : 118.0
- Avec son propre injecteur et sa cartouche de taille 2,8
- Fabriqué en Inde
- Par Appasamy



ACRYLENS

- ICP
- Pliable
- Monofocale
- Hydrophile
- A const: 118.0 par ultrason et 118,5 par laser interférence
- Fabriqué en Algérie
- Par 3S



SLIMFOLD

- ICP
- Pliable
- Monofocale
- Hydrophile
- A const : 118.0
- Fabriqué en Inde
- Par Ophtalmic technology



SLENS SDACY

- ICP
- Pliable, monofocale , hydrophile
- Asphérique
- Conception optique : biconvexe
- Filtrage jaune bleu
- A const : 118
- Fabriqué en Grèce
- Par Sidapharm

LES IMPLANTS PLIABLES



SLENS SDH

- IOL hydrophobe
- Lentille intraoculaire pliable en acrylique monobloc
- A const : 118.5
- Fabriqué en Grèce
- Par Sidapharm



CLARÉ

- Lentille intraoculaire pliable ICP
- Monofocale
- Hydrophile
- A const : 118,0 (biométrie ultrasonique) 118,5 (biométrie laser par interférence)
- Fabriqué en France
- Par Cristalens



MEDICONTUR B-FLEX / Q-FLEX

- ICP
- Implant pliable, monofocale, hydrophile
- Asphérique
- A const : 118.9
- Fabriqué en Suisse
- Par Medicontur



ARTIS MONOFOCAL

- IOL hydrophobe
- Monofocale. asphérique
- Système préchargé
- A const : 119.3 Biométrie ultrasons 119.7 Biométrie laser interférence
- Fabriqué en France
- Par Cristalens

LES IMPLANTS MULTIFOCAL

IL PERMET DE CORRIGER LA VISION À PLUSIEURS DISTANCES : CERTAINS PERMETTENT D'OBTENIR UNE VISION NETTE DE LOIN, DE PRÈS ET INTERMÉDIAIRE.



ARTIS SYMBIOSE MID

- Multifocale
- MID : Vision intermédiaire supérieure
- A const : 119.3 Biométrie ultrasons 119.7 Biométrie laser interférence
- Système préchargé
- Fabriqué en France
- Par Cristalens



ARTIS SYMBIOSE PLUS

- Multifocale
- PLUS : Vision de près supérieure
- A const : 119.3 Biométrie ultrasons 119.7 Biométrie laser interférence
- Système préchargé
- Fabriqué en France
- Par Cristalens



ARTIS SYMBIOSE MULTIFOCAL TORIQUE

Également disponible en version TORIQUE pour corriger l'astigmatisme cornéen chez les patients astigmatiques

- A const : 119.3 Biométrie ultrasons 119.7 Biométrie laser interférence
- Puissances cylindriques +0.75D / +1.50D / +2.25D / sur demande)
- Système préchargé
- Fabriqué en France
- Par Cristalens

LES IMPLANTS MULTIFOCAL


ARTIS SYMBIOSE MULTIFOCAL TORIQUE

Également disponible en version TORIQUE pour corriger l'astigmatisme cornéen chez les patients astigmatés



- A const : 119.3 Biométrie ultrasons 119.7 Biométrie laser interférence
- Puissances cylindriques +3.00D / +3.75D sur demande)
- Système préchargé
- Fabriqué en France
- Par Cristalens

ARTIS PL M BIFOCAL




- Bifocale
- Hydrophobe
- A const : 119.3 Biométrie ultrasons
- 119.7 Biométrie laser interférence
- Système préchargé
- Fabriqué en France
- Par Cristalens

ARTIS PLE TORIC



- A const : 119.3 Biométrie ultrasons 119.7 Biométrie laser interférence
- Puissances cylindriques +0.75D / +1.50D / +2.25D / sur demande)
- Système préchargé
- Fabriqué en France
- Par Cristalens

ARTISAN



PMMA SLIMFLEX

- Lentille intraoculaire rigide
- A const : 115.3
- Fabriqué en Inde
- Par Ophtalmic technology

IMPLANT RIGIDE



IRIS CLAW SLIMPLANT

- Artisan
- A const : Anterieur 115.0/ Posterieur 117.3
- Fabriqué en Inde
- Par Ophtalmic technology

VISQUEUX LOURDS

CROWN VISC 1.8% 1.5 ML




- Concentration: 18 mg/ml (1,8 %) d'hyaluronate de sodium
- Volume: 1,5 ML
- Fabriqué en Turquie
- Par Miray Medical



EASY-LURON 1.8%

- EasyLuron est une solution viscoélastique moderne à base d'hyaluronate de sodium biofermenté pour usage intraoculaire
- Concentration: 18 mg/ml (1,8 %) d'hyaluronate de sodium
- Volume: 1 ML
- Fabriqué en Allemagne
- Par Albomed



TQMHYAL 1.8%

- Concentration: 18 mg/ml (1,8 %) d'hyaluronate de sodium
- Volume: 1 ML
- Fabriqué en Inde
- Par Ophtalmic technology

VISQUEUX LOURDS

TQMHYAL 2.4 %



- Concentration: 24 mg/ml (2.4%) d'hyaluronate de sodium
- Volume: 1 ML
- Fabriqué en Inde
- Par Ophthalmic technology

TQMHYAL DUO 3.0%



- Concentration 3.0 % d'hyaluronate de sodium (NaHA); 4.0 % de sulfate de chondroïtine (CS)
- Volume : 1 mL
- Fabriqué en Inde
- Par Ophthalmic technology

VISQUEUX LÉGERS



EYEFILL- HD- HPMC 2% 2.5 ML PREFILLED SYRINGE

- Contient 2 % d'hydroxypropylméthylcellulose (HPMC) dans une solution saline physiologique
- Solution viscoélastique stérile à usage unique
- Fabriqué en États-Unis
- Par Bausch+Lomb

MEMBRANE AMNIOTIQUE



AMNIOTEK™ 2

- Membrane amniotique traitée, déshydratée, stérile – double épaisseur (100 µm)
- Taille : 3 x 3 cm – boîte unitaire
- Durée de conservation : 3 ans à température ambiante
- Fabriqué par ISP Surgical




AMNIOTEK™-TEK

- Membrane Amniotique Traitée – 3 x 3 cm
- Kit complet : disque, pince McPherson, 5 éponges PVA
- Solution prête à l'emploi pour cabinet ou chirurgie mineure
- Durée de conservation : 3 ans à température ambiante
- Fabriqué par ISP Surgical



AMNIOTEK™-C (KIT)

- Disque amniotique déshydraté de 12 mm avec lentille pansement (BCL)
- Kit complet : disque, pince McPherson, 5 éponges PVA
- Solution prête à l'emploi pour cabinet ou chirurgie mineure
- Durée de conservation : 3 ans à température ambiante
- Fabriqué par ISP Surgical



AMNIOTEK™-VISION

- Disque Amniotique 12 mm
- Solution prête à l'emploi pour cabinet ou chirurgie mineure
- Durée de conservation : 3 ans à température ambiante
- Fabriqué par ISP Surgical

LES COUTEAUX



COUTEAUX SIDAPHARM 15°

- Couteau droit 15° angle est un produit idéal pour réaliser des incisions sur la cornée et la sclère lors d'une chirurgie oculaire
- Angle de la lame est de 15°
- Matériau de base : acier inoxydable
- Boîte de 10
- Fabriqué en Grèce
- Par Sidapharm



COUTEAUX CLEAREDGE 2.2 / 2.75

- Couteau à fente biseauté à 45° vers le haut
- Taille: 2.2 / 2.75
- Matériau de base : acier inoxydable
- Boîte de 10
- Fabriqué en Inde
- Par Pricon



COUTEAUX PRICON GOLD 2.2 / 2.75

- Couteau cornéen transparent 45 pouces, biseauté vers le haut
- Matériau de base : acier inoxydable
- Boîte de 6
- Fabriqué en Inde
- Par Pricon

LES COUTEAUX




TQM SURGIAIDS 15° / 2.2 / 2.75

- Matériau de base : acier inoxydable
- Boîte de 10
- Fabriqué en Inde
- Par Ophthalmic store




COUTEAUX MANI

- Taille: 2.2
- Matériau de base : acier inoxydable
- Boîte de 6
- Fabriqué en Japon
- Par MANI




COUTEAUX MANI

- Taille: 15°
- Matériau de base : acier inoxydable
- Boîte de 6
- Fabriqué en Japon
- Par MANI



RETINE




VIEW ILM 0.7ML 6 SERINGUE

- Usage principal : Coloration de la membrane limitante interne (ILM) pour une meilleure visualisation et un pelage précis et sûr lors des chirurgies vitréo-rétiniennes.
- Seringue préremplie de 0,7 ml
- Boîte de 6 seringues stériles à usage unique
- Fabriqué en Italie
- Par Alchimia



TWIN (BRILLIANT BLEU + BRILLIANT BLEU)

- TWIN contient 0,18% de bleu Trypan + 0,03% de Blulife
- Seringues préremplies de 0,7 ml
- Boîte de 6
- Fabriqué en Italie
- Par Alchimia



RS-OIL 1300

- RS-OIL est composé à 100 % de polydiméthylsiloxane ultra-purifié , avec une teneur en composés volatils inférieure à 0,1%.
- Fabriqué en Italie
- Par Alchimia

SILICOCARE SILICON BAND

- Taille disponible: 2.5mm (Style240)
- 10pcs/boîte
- Usage: Chirurgie du décollement de rétine
- Fabriqué en Indonésie
- Par Madhu



COLORANTS ET SOLUTIONS



BLEU TRYPAN – SIDAPHARM

- Utilisation : Coloration de la capsule antérieure
- Concentration : 0,06 %
- Présentation : Flaçon de 1 mL, solution stérile prête à l'emploi
- Conditionnement : Usage unique
- Fabriqué en Grèce
- Par Sidapharm



BLEU DE TRYPAN OCUBLU-TRY 0.06% 1.0 ML

- Utilisation : Coloration de la capsule antérieure
- Concentration : 0,06 %
- Présentation : Flaçon de 1 mL, solution stérile prête à l'emploi
- Conditionnement : Usage unique
- Fabriqué en Turquie
- Par Miray Medical



BALANCED SALT SOLUTION (BSS) – SIDAPHARM

- Utilisation : Chirurgie de la cataracte, vitréo-rétinienne et kératoplastie – irrigation intraoculaire
- Composition : Solution saline équilibrée (BSS)
- Présentation : Flaçon stérile prêt à l'emploi
- Conditionnement : Usage unique
- Fabriqué en Grèce
- Par : SIDAPHARM

FIL DE SUTURE



SURGICRYL 8/0

- Type : Multifilament tressé et enduit
- Résorbable
- Boîte de 12 pochettes
- Fabriqué en Belgique
- Par SMI



DACLON 10/0

- Type : Monofilament
- Non résorbable
- Boîte de 12 pochettes
- Fabriqué en Belgique
- Par SMI



ORLON 10/0

- Type : Monofilament
- Non Absorbable
- Type d'aiguille : Round bodied, cutting edge, taper point, straight, blunt point
- Boîte de 12 sutures
- Fabriqué en Inde
- Par Orion sutures



ORYL 5/0.8/0

- Type: Absorbable
- Type d'aiguille : Round bodied, cutting edge, taper point, straight, blunt point
- Boîte de 12 sutures
- Fabriqué en Inde
- Par Orion sutures

TESTS ET SOLUTIONS DIAGNOSTIQUES



BANDELETTE DE SCHIRMER

- Utilisation : Test de Schirmer – mesure de la production de larmes
- Matériau : Papier filtre stérile calibré
- Conditionnement : Boîte de 100 bandes individuelles
- Usage : Diagnostic ophtalmologique – usage unique



BANDELETTE FLUORESCÉINE

- Utilisation : Examen cornéen et du film lacrymal
- Matériau : Papier filtre imprégné de fluorescéine sodique
- Conditionnement : Boîte de 100 bandes stériles
- Usage : Diagnostic ophtalmologique – usage unique



FLUORESCEIN SODIUM INJECTION 10%

- Utilisation : Angiographie à la fluorescéine – diagnostic rétinien
- Concentration : 10 %
- Composition : Fluorescéine sodique injectable
- Boîte de 5
- Fabriqué en Inde
- Par Ophtalmic technology

SUPPORTS CAPSULAIRES ET PUPILLAIRES



FLEXIBLE IRIS RETRACTOR TQM


- Utilisation : Chirurgie de la cataracte, vitréo-rétinienne – gestion pupille petite ou difficile
- Matériau : Crochet en polypropylène bleu + bouton coulissant en silicone
- Conditionnement : Stérile, usage unique
- Fabriqué en Indonésie
- Par Opthalmic technology



CANABRAVA GUPTA SEGMENT

- Utilisation : Chirurgie de la cataracte – soutien du sac capsulaire en cas de subluxation
- Matériau : PMMA transparent
- Fixation : Sclérale (permanente)
- Conditionnement : Stérile, usage unique
- Fabriqué en Indonésie
- Par Madhu

SUPPORTS CAPSULAIRES ET PUPILLAIRES



STEADYRING – SELF STABILIZING RING

- Utilisation : Chirurgie vitréo-rétinienne – stabilisation temporaire du globe oculaire
- Matériau : Silicone médical
- Fixation : Auto-stabilisant (design tripod, sans suture)
- Conditionnement : Stérile, usage unique
- Fabriqué en : Inde
- Par : Madhu Instruments



ANNEAU DE TENSION CAPSULAIRE AVEC BRAS DE FIXATION SCLÉRALE

- Utilisation : Chirurgie de la cataracte – stabilisation du sac capsulaire
- Matériau : PMMA transparent
- Fixation : Sclérale (permanente)
- Conditionnement : Stérile, usage unique
- Fabriqué en : Inde
- Par : Madhu



TEMPORARY KERATOPROSTHESIS – OPTICLEAR

- Utilisation : Chirurgie vitréo-rétinienne en cas de cornée opaque ou œdémateuse
- Matériau : PMMA transparent de qualité optique
- Fixation : 6 points de suture cornéens pour système étanche
- Conditionnement : Stérile, usage unique
- Tailles disponibles : 7.50 mm
- Fabriqué en : Inde
- Par : Madhu Instruments



PVA SEGMENT

- Utilisation : Application localisée de Mitomycine C en chirurgie oculaire
- Matériau : Éponge PVA (Polyvinyl Alcohol) hautement absorbante, sans particules
- Fixation : Application manuelle contrôlée sur zone chirurgicale
- Conditionnement : Stérile, usage unique
- Fabriqué en : Inde
- Par : Madhu Instruments



PHACO-I – PHACO PRACTICE EYE

- Utilisation : Simulation et entraînement à la chirurgie de la cataracte (phacoémulsification)
- Matériau : Matériaux biomédicaux synthétiques reproduisant la résistance du cristallin
- Fixation : Compatible avec tête de fixation pour simulation réaliste
- Conditionnement : Non biologique – composants remplaçables – boîte de 10 unités
- Fabriqué en : Inde
- Par : Madhu Instruments

IMASK – PHACO PRACTICE EYE FIXATION HEAD





- Utilisation : Support de fixation pour yeux d'entraînement en phacoémulsification
- Matériau : Structure synthétique légère simulant les contours du visage
- Fixation : Système intégré avec plateau de récupération des fluides et tube de drainage
- Conditionnement : 1 pièce
- Entretien : Facile à nettoyer – réutilisable
- Fabriqué en : Inde
- Par : Madhu Instruments

SUPPORTS CAPSULAIRES ET PUPILLAIRES

GUPTA RING PLUS



- Utilisation : Chirurgie de la cataracte – stabilisation du sac capsulaire
- Matériau : PMMA transparent
- Fixation : Sclérale (permanente)
- Conditionnement : Stérile, usage unique
- Fabriqué en : Inde
- Par : Madhu



B-HEX PUPIL EXPANDER 2.0

- Utilisation : Chirurgie de la cataracte – gestion des petites pupilles
- Matériau : Polypropylène souple
- Épaisseur : 0,125 mm
- Conditionnement : Stérile, usage unique
- Fabriqué en : Inde
- Par : Med Invent Devices

CAPSULE TENSION RING SLIMPLANT



- Utilisation : Chirurgie de la cataracte – stabilisation du sac capsulaire
- Matériau : PMMA transparent, absorbant les UV
- Fixation : Permanente dans le sac capsulaire
- Conditionnement : Stérile, usage unique
- Fabriqué en : Inde
- Par : Ophthalmic Technology TQM

RIBOFLAVINE

RIBOFLAVINE TE & M – TQM



- Utilisation : Traitement du kératocône – cross-linking cornéen
- Composition : Riboflavine (vitamine B2) en solution stérile (formules TE et M selon le protocole)
- Présentation : Flaçon stérile prêt à l'emploi
- Conditionnement : Usage unique
- Fabriqué en : Inde
- Par : Ophthalmic Technology TQM

RIBOFLAVINE M – PESCHKE



- Utilisation : Cross-linking cornéen (CXL) – technique EPI-OFF (après débridement épithélial) pour le traitement du kératocône et des ectasies cornéennes
- Composition : Riboflavine (Vitamine B2) 0,1% en solution stérile avec HPMC (formule sans dextran)
- Présentation : Seringue / flaçon stérile prérempli prêt à l'emploi
- Fabriqué en : Suisse
- Par : PESCHKE

INJECTION

ALTUZAN 100 MG / 4 ML




- Substance active : Bevacizumab (25 mg/mL)
- Forme : Concentré pour solution de perfusion IV
- Présentation : Flaçon de 4 mL (100 mg)
- Conservation : 2 °C à 8 °C, ne pas congeler, protéger de la lumière
- Fabricant : Roche, Suisse

AVASTIN UNIDOS



- Forme : Solution injectable/perfusion intraveineuse
- Condition de conservation : Conserver entre 2 °C et 8 °C, ne pas congeler, protéger de la lumière.
- Fabricant : Roche, Suisse

CHAMP OPHTALMIQUE PATIENT



- Champ Ophtalmique – Sottex
- Type : Champ stérile à usage unique pour chirurgie ophtalmique
- Matière : Non-tissé médical absorbant, imperméable, stérilisé
- Usage : Protection du champ opératoire lors des interventions ophtalmiques
- Fabriqué en Algérie
- Par SOTTEX

Dimensions et tarifs:

140 × 160 mm → 600 DA

110 × 90 mm → 400 DA

100 × 120 mm → 500 DA

80 × 80 mm → 350 DA

50 × 60 mm → 250 DA

Ultra
Absorbant


Péremption
60 MOIS

Réutilisation
NON

STERILE
OXYDE
ETHYLENE

Sans Latex

COUVRE-TABLE



- Type : Couvre-table stérile à usage unique pour bloc opératoire
- Matière : Non-tissé médical imperméable et absorbant
- Usage : Protection de la table opératoire et du matériel pendant les interventions chirurgicales
- Fabriqué en Algérie
- Par SOTTEX

Dimensions et tarifs:

120 × 140 mm → 450 DA

100 × 120 mm → 350 DA


100 × 100 mm → 220 DA

90 × 80 mm → 300 DA

75 × 75 mm → 150 DA

50 × 50 mm → 220 DA

CASAQUE CHIRURGICALE



CASAQUE XL

- Matière : Non-tissé hydrophobe 35 gsm / 40 gsm
- Accessoires : 2 essuie-mains inclus
- Emballage : Gaine de stérilisation individuelle
- Conditionnement : 30 unités / carton
- Fabriqué en Algérie
- Par SOTTEX

Résistante

Péremption
60 mois

Réutilisation
NON

STERILE
OXYDE
ETHYLENE

Confortable

CHARLOTTE



CHARLOTTE

- Type : Charlotte à usage unique pour bloc opératoire
- Matière : Non-tissé léger, respirant et hypoallergénique
- Poids : 13 g ou 20 g selon le modèle
- Couleur : Bleu / Vert / Blanc (selon disponibilité)
- Taille : Universelle avec élastique de maintien
- Conditionnement :
- Carton de 12 sachets de 50 unités (20 g)
- Carton de 12 sachets de 100 unités (13 g)
- Fabriqué en Algérie
- Par SOTTEX